

# Лабораторные посудомоечные машины

## Что важно знать перед выбором?

В стандартную комплектацию **не входят**: инжекторные вставки, выкатные тележки (корзины), насосы для подачи ДИ-воды, резервуар для хранения ДИ-воды и умягчитель. Все эти комплектующие подбираются отдельно, учитывая потребности в лаборатории

**Интернет-магазин “Пять капель”** предлагает более 20 решений по комплектации: тележки и инжекторные вставки для посуды: от пипеток до емкостей до 10 л - стекло и пластики, разные диаметры горла и шлифы.

**Важно!** Ряд инжекторных вставок занимает сразу 2 яруса (для длинных пипеток и 5–10 л бутылей). Это влияет на полезную загрузку - учитывайте это при выборе модели машины.

Мы подбираем машины под требуемую задачу, а не «по каталогу». Сначала определяем номенклатуру посуды, ежедневный объем и требуемую чистоту; затем выбираем тележки/вставки, дозирующие насосы и источники воды.

**Как мы помогаем при выборе машины?** Пришлите список посуды, планируемую суточную загрузку, наличие ДИ-воды и ограничения по месту — подготовим вам персональную комплектацию с тележками и вставками из нашего пула 20+ решений, с учетом бюджета и сроков поставки.



# Выкатные тележки



**Верхняя тележка/ арт. 26226782**  
Используется для размещения инжекторных вставок.

- С двумя разъемами для вставок, для размещения 2-х инжекторных вставок.
- Механические клипсы
- Высота 140мм, Ширина 536мм, Глубина 562мм



**Нижняя тележка/ арт. 26226778**  
Используется для размещения инжекторных вставок.

- С двумя разъемами для вставок, для размещения 2-х инжекторных вставок.
- Механические клипсы
- Высота 158мм, Ширина 528мм, Глубина 566мм



**Верхняя тележка/ арт. 26226781**

- Регулировка высоты
- Встроенное коромысло-распылитель
- Высота 183мм, Ширина 350мм, Глубина 552мм



**Нижняя тележка/арт. 26226779**

- Для размещения лотков и поддонов
- Высота 79мм, Ширина 529мм, Глубина 546мм



**Верхний инжекционный модуль**

- Для колб Эрленмейера, мерных колб, и др.
- Инжекторные сопло: Ф2.5\*Н110 мм
- Высота 114мм, Ширина 204мм, Глубина 511мм



**Нижний инжекционный модуль.**

- Два уровня
- Встроенный распылитель
- Высота 226мм, Ширина 529мм, Глубина 569мм



**Инжекторная тележка.**

- 38 пипеток в 3 ряда:
- 10шт. 10-100 мл пипеток, Н 550 мм
- 14шт. 10-25 мл пипеток, Н 500 мм
- 14 шт. 1-10 мл пипеток, Н 500 мм
- Высота 373мм, Ширина 528 мм, Глубина 558мм

# Вставки для лаб.посуды



## Вставка инжекторная, 8 позиций

- Для 500-2000 мл колб Эрленмейера, мерных колб, мерных цилиндров и т.д.
- Инжекторное сопло:  $d6 \times H 220$  мм
- Высота 253мм, Ширина 140мм, Длина 48мм



## Вставка инжекторная, 21 позиция

- Для 500-2000 мл колб Эрленмейера, мерных колб, мерных цилиндров и т.д.
- Инжекторное сопло:  $d4 \times H 160$  мм
- Высота 253мм, Ширина 192мм, Длина 488мм




## Вставка инжекторная, 84 позиция

- Для мойки 84 пробирок, центрифужных пробирок, виал и т.д.
- Инжекторное сопло:  $d2.5 \times H 70$  мм
- Высота 115мм, Ширина 190мм, Длина 503мм




## Вставка инжекторная, 10 позиций

- Для 500-2000 мл колб Эрленмейера, мерных колб, мерных цилиндров и т.д.
- Инжекторное сопло:  $d6 \times H 220$  мм
- Высота 253мм, Ширина 140мм, Длина 483мм



## Вставка инжекторная, 36 позиция.

- Для 500-2000 мл колб Эрленмейера, мерных колб, мерных цилиндров и т.д.
- Инжекторное сопло:  $d4 \times H 160$  мм
- Высота 164мм, Ширина 204мм, Длина 511мм



## Вставка инжекторная, 119 позиций

- Для мойки 119 шт. пробирок, центрифужных пробирок, виал и т.д.
- Инжекторное сопло:  $d2.5 \times H 45$  мм
- Высота 114мм, Ширина 190мм, Длина 490мм



## Вставка инжекторная, 10 позиций

- Для 500-2000 мл колб Эрленмейера, мерных колб, мерных цилиндров и т.д.
- Инжекторное сопло:  $d6 \times H 220$  мм
- Высота 253мм, Ширина 140мм, Длина 520мм



## Вставка инжекторная, 21 позиция

- Для колб Эрленмейера, мерных колб, мерных цилиндров и т.д.
- Инжекторное сопло:  $d2.5 \times H 110$  мм,  $d4 \times H 160$  мм,  $d6 \times H 220$  мм
- Высота 253мм, Ширина 192мм, Длина 488мм



## Вставка инжекторная, 119 позиций

- Для мойки 119 шт. пробирок, центрифужных пробирок, виал и т.д.
- Инжекторное сопло:  $d2.5 \times H 90$  мм
- Высота 190мм, Ширина 190мм, Длина 490мм



## Вставка инжекторная, 21 позиция

- Для колб Эрленмейера, мерных колб, мерных цилиндров и т.д.
- Инжекторное сопло:  $d4 \times H 160$  мм
- Высота 183мм, Ширина 192мм, Длина 488мм



## Вставка инжекторная, 36 позиция

- Для колб Эрленмейера, мерных колб, мерных цилиндров и т.д.
- Инжекторное сопло:  $d2.5 \times H 110$  мм
- Высота 114мм, Ширина 204мм, Длина 511мм



## Вставка инжекторная, 119 позиций

- Для мойки 119 шт. пипеток 460 мм
- Высота 189мм, Ширина 190мм, Длина 485мм

# Вставки для лаб.посуды




## Вставка инжекторная, 36 позиций

- Для размещения 28 шт. пипеток, 8 шт. узкогорлого стекла
- Инжекторное сопло: d6\*H220мм
- Высота 255мм, Ширина 190мм, Глубина 493мм



## Вставка инжекторная, 65 позиций

- Для размещения 28 шт. пипеток, 28 шт.виал, 9 шт. узкогорлого стекла
- Инжект. сопло: d2.5\*H110 мм; d4\*H160мм; d6\*H220 мм
- Высота 265мм, Ширина 190мм, Глубина 493мм




## Вставка инжекторная, 112 позиций

- Для размещения 56 шт.пипеток, 56 шт. пробирок
- Инжект.сопло: d2.5\*H110 мм;
- Высота 190мм, Ширина 190мм, Глубина 494мм



## Вставка, 21 позиция

- Для 21 стакана или другой стеклянной посуды
- Три ряда держателей высотой 140 мм
- Расстояние между держателями: 60 мм
- Высота 158мм, Ширина 230мм, Длина 460мм



## Вставка, 56 позиций

- Предназначена для мойки чашек Петри
- 56 мест, высотой 70мм
- Высота 103мм, Ширина 507мм, Длина 414мм




## Вставка, 28 позиций

- 28 пружинных зажимов для размещения широкогорлых колб, цилиндров, стаканчиков и других сосудов
- Высота зажима: 105 мм
- Расстояние между зажимами: 60мм
- Высота 116мм, Ширина 220мм, Длина 410мм




## Вставка, 28 позиций

- 28 пружинных зажимов для размещения широкогорлых колб, цилиндров, стаканчиков и других сосудов
- Высота зажима: 10шт по 175мм; 18 шт. по 105 мм
- Расстояние между зажимами: 60мм
- Высота 186мм, Ширина 220мм, Длина



## Защитный кожух для пипеток

- Для пипеток
- Состоит из пластикового кожуха и винта
- Внешние размеры: d8\*H116 мм



## Вставка

- Для воронок, мензурок, др. банок
- Защитная сетка G-401 для фиксации деликатных предметов
- Высота 120мм, Ширина 224мм, Длина 434мм



## Вставка

- В 100, Ш 218, Д 218мм, Для пробирок, макс.размер 12\*75 мм
- В 127, Ш 218, Д 218мм, Для пробирок, макс.размер 12\*105 мм
- В 187, Ш 218, Д 218мм, Для пробирок, макс.размер 12\*165 мм
- В 230, Ш 218, Д 218мм, Для пробирок, макс.размер 12\*200 мм



## Крышки для вставок

- Рамка из нержавеющей стали с полиамидным покрытием
- Для предотвращения выпадения и повреждения посуды
- G-201 используется совместно с LA-K90
- G-202 используется совместно с T-101/102
- Высота 9мм, Ширина 215мм, Длина 455мм

# Примеры готовых решений с лабораторной посудомоечной машиной

## Вариант с двухуровневой машиной

1. Лабораторная посудомоечная машина на 202 л., 765x925x1000 мм, с принудительной сушкой
2. Верхняя тележка 140x536x562 мм для размещения вставок
3. Нижняя тележка 158x528x566 м для размещения вставок
4. Вставка инжекторная для размещения широкогорлых колб, цилиндров, стаканчиков и других сосудов, 28 мест
5. Вставка инжекторная для бутылей 10 л, 4 места
6. Вставка инжекторная для узкогорлой посуды (50-250 мл), 21 место
7. Вставка инжекторная для колб Эрленмейера, мерных колб, мерных цилиндров и т.д., (25-100 мл) 36 мест
8. Вставка инжекторная для виал, 119 позиций; в комплекте с крышкой G201
9. Дозировочная емкость, 60 л
10. Насос для дистиллированной воды, с контроллером
11. Жидкое нейтрализующее средство для лабораторных посудомоечных машин, 5 л
12. Жидкое моющее средство для лабораторных посудомоечных машин, 5 л



# Примеры готовых решений с лабораторной посудомоечной машиной

## Вариант встраиваемой машины для промывки пипеток и лаб.посуды



1. Лабораторная посудомоечная машина на 170 л., 765x612x840 мм, с принудительной сушкой, встраиваемая
2. Верхняя тележка 140x536x562 мм для размещения вставок
3. Нижняя тележка 158x528x566 м для размещения вставок
4. Вставка инжекторная для размещения широкогорлых колб, цилиндров, стаканчиков и других сосудов, 28 мест
5. Вставка инжекторная для узкогорлой посуды (50-250 мл), 21 место
6. Вставка инжекторная для пипеток высотой до 460 мм, 119 мест
7. Умягчитель воды 1035 WSP
8. Дозировочная емкость, 60 л
9. Насос для дистиллированной воды, с контроллером
10. Жидкое нейтрализующее средство для лабораторных посудомоечных машин, 5 л
11. Жидкое моющее средство для лабораторных посудомоечных машин, 5 л

## Примеры “живых” фотографий вставок и тележек

